

381-1-45-1

Fig.1



Extracting forceps upper incisors & canines / Fórceps de extracción incisivos superiores y caninos

381-02-45-2

Fig.2



Extracting forceps upper incisors & canines / Fórceps de extracción incisivos superiores y caninos

381-04-45-3

Fig.4



Extracting forceps lower incisors & premolar / Fórceps de extracción incisivos y premolares inferiores

381-07-45-4

Fig.7



Extracting forceps upper premolar / Fórceps de extracción premolares superiores

381-13-45-5

Fig.13



Extracting forceps lower incisors and premolar / Fórceps de extracción incisivos y premolares inferiores

381-17-45-6

Fig.17



Extracting forceps upper molars right / Fórceps de extracción molares superiores derecho

381-18-45-7

Fig.18



Extracting forceps upper molars left / Fórceps de extracción molares superiores izquierdo

381-21-45-8

Fig.21



Extracting forceps lower premolar / Fórceps de extracción premolares inferiores

381-22-45-9

Fig.22



Extracting forceps lower molars / Fórceps de extracción molares inferiores

381-30-45-10

Fig.30



Extracting forceps upper roots / Fórceps de extracción raíces superiores

381-31-45-11

Fig.31



Extracting forceps lower roots / Fórceps de extracción raíces inferiores

381-33-45-12

Fig.33



Extracting forceps lower roots / Fórceps de extracción raíces inferiores

381-33A-45-13
Fig.33A



Extracting forceps lower roots / Fórceps de extracción raíces inferiores

381-35-45-14
Fig.35



Extracting forceps upper incisors & premolars deep gripping / Fórceps de extracción incisivos y premolares superiores sujeción profunda

381-46L-45-18
Fig.46L



Extracting forceps very fine lower roots / Fórceps de extracción raíces inferiores muy fino

381-51-45-21
Fig.51



Extracting forceps upper roots / Fórceps de extracción raíces superiores

381-51A-45-22
Fig.51A



Extracting forceps upper roots / Fórceps de extracción raíces superiores

381-67A-45-23
Fig.67A



Extracting forceps upper third molar / Fórceps de extracción tercero molares superiores

381-73-45-25

Fig.73



Extracting forceps lower molar / Fórceps de extracción molares inferiores

381-74-45-26

Fig.74



Extracting forceps lower roots / Fórceps de extracción raíces inferiores

381-79-45-28

Fig.79



Extracting forceps lower third molar / Fórceps de extracción tercero molares inferiores

381-79A-45-29

Fig.79A



Extracting forceps lower third molar / Fórceps de extracción tercero molares inferiores

381-86C-45-30

Fig.86C



Extracting forceps lower molar with deep caries / Fórceps de extracción molares inferiores con caries profunda

381-333S-45-31

Fig.333S



Extracting forceps very fine lower roots / Fórceps de extracción raíces inferiores muy fino

381-151-45-32

Fig.151



Extracting forceps very fine upper roots / Fórceps de extracción raíces superiores muy fino

381-153-45-34

Fig.153



Extracting forceps upper fragments deep gripping / Fórceps de extracción fragmentos de raíces superiores a sujeción profunda

381-146-45-35

Fig.146



Extracting forceps lower roots deep gripping / Fórceps de extracción raíces inferiores sujeción profunda

381-56-45-38

Fig.56



Extracting forceps for separating lower molar / Fórceps de extracción para separar molares inferiores

381-55-45-39

Fig.55



Extracting forceps for separating upper molar / Fórceps de extracción para separar molares superiores

381-41-45-40

Fig.41



Extracting forceps upper roots / Fórceps de extracción raíces superiores

381-44-45-41

Fig.44



Extracting forceps upper roots / Fórceps de extracción raíces superiores

381-00-45-42

Witzel



Extracting forceps upper roots / Fórceps de extracción raíces superiores

Extracting forceps for childrens / Fórceps de extracción para niños

381-CHN-001

Fig.1



Extracting forceps upper incisors / Fórceps de extracción incisivos superiores

381-CHN-002

Fig.2



Extracting forceps upper premolars / Fórceps de extracción premolares superiores

381-CHN-003

Fig.3



Extracting forceps upper molars / Fórceps de extracción molares superiores

381-CHN-004

Fig.4



Extracting forceps upper roots / Fórceps de extracción raíces superiores

381-CHN-005

Fig.5



Extracting forceps lower incisors / Fórceps de extracción incisivos inferiores

381-CHN-006

Fig.6



Extracting forceps lower molars / Fórceps de extracción molares inferiores

381-CHN-007

Fig.7



Extracting forceps lower roots / Fórceps de extracción raíces inferiores

381-BRF-45-44

45°
15cm



Bone rongeur forceps blumenthal / Pinzas gubias blumenthal

381-BRF-45-46

14cm



Bone rongeur forceps friedman / Pinzas gubias friedman

381-BRF-45-47

Fine/Fino
14,5cm



Bone rongeur forceps friedman / Pinzas gubias friedman

381-BRF-45-49

Micro/Micro
15cm



Bone rongeur forceps friedman S-shape / Pinzas gubias friedman forma S

381-BRF-45-50

Micro/Micro
16cm



Bone rongeur forceps friedman / Pinzas gubias friedman

381-BRF-45-51

14cm



Bone rongeur forceps cleveland / Pinzas gubias cleveland

381-BRF-45-52

10cm



Cohen tissue nipper / Cohen alicate para cortar encías y tejidos

381-BRF-45-54

16cm



Bone rongeur forceps kleinert-kutz with multiple action / Pinzas gubias kleinert-kutz con articulación múltiple

381-BRF-45-55

18cm



Bone rongeur forceps beyer with multiple action / Pinzas gubias beyer con articulación múltiple

381-EF10-100F

Set of 10 extracting forceps for adults anatomical handle
Juego de 10 fórceps de extracción adultos mango anatómico

- No. 1 Upper centrals & canines
- No. 7 Upper premolars
- No. 13 Lower premolars either side
- No. 17 Upper molars right
- No. 18 Upper molars left
- No. 22 Lower molars
- No. 33A Lower roots
- No. 51A Upper roots
- No. 67A Upper third molars & upper wisdom either side
- No. 79 Lower third molars



381-EF10-100-H

Set of 11 extracting forceps for adults anatomical handle
Juego de 11 fórceps de extracción adultos mango anatómico

- No. 1 Upper centrals & canines
- No. 7 Upper premolars
- No. 13 Lower premolars either side
- No. 17 Upper molars right
- No. 18 Upper molars left
- No. 22 Lower molars
- No. 33A Lower roots
- No. 51A Upper roots
- No. 67A Upper third molars & upper wisdom either side
- No. 79 Lower third molars
- Fig.86C Lower molar with deep caries



381-EF7-102

Set of 7 extracting forceps children
Juego de 7 Fórceps de extracción niños



Fig.1 Upper incisors
Fig.2 Upper premolar
Fig.3 Upper molar
Fig.4 Upper roots
Fig.5 Lower incisors
Fig.6 Lower molars
Fig.7 Lower roots



381-EF11-103

Set of 11 extracting forceps for adults standard handle
Juego de 11 fórceps de extracción adultos mango estándar



- No. 1 Upper centrals & canines
- No. 7 Upper premolars
- No. 13 Lower premolars either side
- No. 17 Upper molars right
- No. 18 Upper molars left
- No. 22 Lower molars
- No. 33A Lower roots
- No. 51A Upper roots
- No. 67A Upper third molars & upper wisdom either side
- No.79 Lower third molars
- Fig.86C Lower molar with deep caries


381-EXT-SJ001

Root extraction kit manual 6 Pcs.
Kit de extracción de raíz manual 6 Uds.

Flexible titanium blade with micro serrated
Hoja de titanio flexible con extremos micro serrados




Flexible



Periotome flexible straight 2mm / Periotomo flexible recto 2mm
Ø 13mm hallow handle / Ø 13mm mango hueco

Flexible titanium blade with micro serrated
Hoja de titanio flexible con extremos micro serrados



Flexible

Periotome flexible distally-angled 2mm / Periotomos flexibles ángulo-distal 2mm
Ø 13mm hallow handle / Ø 13mm mango hueco



Micro root elevator straight 3mm / Micro elevador de raíz recto 3mm
Ø 13mm hallow handle / Ø 13mm mango hueco



Elevator straight 4mm / Elevador recto 4mm
Ø 13mm hallow handle / Ø 13mm mango hueco



Root extractor screw / Extractor de raíz de tornillo
Ø 13mm hallow handle / Ø 13mm mango hueco



Root extractor screw posterior
Extractor de raíz de tornillo posterior



Root extraction kit is used for the immediate and effortless extraction of a tooth with simple procedures according to the type of tooth (root, apex & crown) and its position (e.g., mesial and distal). This can also be applied to various cases. A tooth extraction without the risk of directly damaging the tooth is possible by using the Periotome flexible, elevator. A very simple and convenient tooth extraction is possible with this kit. The procedure time is reduced due to the simple procedure.

Kit de extracción de raíz se utiliza para la extracción inmediata y sin esfuerzo de un diente con procedimientos simples según el tipo de diente (raíz, ápice, y corona) y de su posición (mesial y distal). Esto se puede también aplicar a los diversos casos. Una extracción del diente sin el riesgo directamente de dañar el diente es posible usando periotomo flexible, elevador. Una extracción muy simple y conveniente del diente es posible, con este método de la extracción. El tiempo del procedimiento es reducido debido al procedimiento simple.

381-BLUX-SJ8

Set of 8 black plasma luxators stainless steel handle
Juego de 8 luxadores plasma negro mango de acero inoxidable

**Special Black Range
Luxators**

**BLACK TITANIUM
OXIDE Coating.**
Special crystalline surface structure in the BLACK PLASMA process.
Black Plasma working tip for perfect contrast for the working area.
Light ergonomic and matt finish handle for fatigue-free.
Very hard and scratch-proof surface.
Sterilization & Autoclavable.

Luxadores Negros Especial
Revestimiento de **OXIDO DE TITANIO NEGRO.**

Estructura superficial cristalina realizada mediante un proceso de asistido por PLASMA NEGRO.
Parte activa de color Negro oscuro que ofrece un contraste perfecto el área de trabajo.
Mango ergonómico y ligero para un trabajo sin cansancio.
Superficie dura y extremadamente resistente a los arañazos.
Esterilización y Autoclave.

- Luxator 2mm Straight/Recto
- Luxador 2mm Curved/Curvo
- Luxator 3mm Straight/Recto
- Luxador 3mm Curved/Curvo
- Luxator 4mm Straight/Recto
- Luxador 4mm Curved/Curvo
- Luxator 5mm Straight/Recto
- Luxador 5mm Curved/Curvo



2mm Straight / Recto



2mm Curved / Curvo



3mm Straight / Recto



3mm Curved / Curvo



4mm Straight / Recto



4mm Curved / Curvo



5mm Straight / Recto



5mm Curved / Curvo




Black range luxators to sever tooth-fixed ligaments. The extremely flat and sharp edged form of the working and allows a very gentle penetration into the periodontal gap. Here the Luxating Instruments are only used in a rotating and cutting manner and allows a very gentle widening of the alveolo. The Luxating Instruments are available in the 8 different versions shown.

Luxadores con plasma negro para separar la encía del diente antes de la extracción. Los bordes son cortantes y la forma más plana que un botador. La forma da un perfecto control.

381-SGLX-08BC

Set of 8 luxators stainless steel handle
Juego de 8 luxadores mango de acero inoxidable



Luxators to sever tooth-fixed ligaments. The extremely flat and sharp edged form of the working end allows a very gentle penetration into the periodontal gap. Here the Luxating Instruments are only used in a rotating and cutting manner and allows a very gentle widening of the alveolo. The Luxating Instruments are available in the 8 different versions shown.

Luxadores para separar la encía del diente antes de la extracción. Los bordes son cortantes y la forma más plana que un botador. La forma da un perfecto control. Luxadores están disponibles en 8 modelos diferentes.

381-PGLX-07A

Set of 7 luxator periotome
Juego de 7 luxador periotomo

MDMS Luxator is ergonomically designed for comfort and control during use. The designed size of the handle is insure minimize the force needed during work. The use of high quality stainless steel materials gives the instruments outstanding tactility. The extremely flat and sharp edged form of the working end allows a very gentle penetration into the periodontal gap. Here the Luxating Instruments are only used in a rotating and cutting manner and allows a very gentle widening of the alveolo. The Luxating Instruments are available in the 7 different versions shown. Sterilization & Autoclavable.

Los luxadores son instrumentos que se utilizan en odontología para realizar extracciones, y tienen una hoja afilada específicamente para separar la encía del diente. Los luxadores tienen la ventaja de preservar la integridad total del hueso y que sea un trabajo menos traumático. Los luxadores son instrumentos que se usan para luxar el diente del hueso adyacente, además facilita la remoción de raíces fracturadas. Mango ergonómico y ligero para un trabajo sin cansancio. Esterilización y Autoclave.



381-PGLX-04A



MDMS Luxator is ergonomically designed for comfort and control during use. The designed size of the handle is insure minimize the force needed during work. The use of high quality stainless steel materials gives the instruments outstanding tactility. The extremely flat and sharp edged form of the working end allows a very gentle penetration into the periodontal gap. Here the Luxating Instruments are only used in a rotating and cutting manner and allows a very gentle widening of the alveolo. The Luxating Instruments are available in the 4 different versions shown. Sterilization & Autoclavable.

Set of 4 luxators periotome
Juego de 4 luxador periotomo



3mm Straight/Recto

3mm Curved/Curvo

5mm Curved/Curvo

5mm Straight/Recto

381-PGLX-04-BLUE-PLASAM



Los luxadores son instrumentos que se utilizan en odontología para realizar extracciones, y tienen una hoja afilada específicamente para separar la encía del diente. Los luxadores tienen la ventaja de preservar la integridad total del hueso y que sea un trabajo menos traumático. Los luxadores son instrumentos que se usan para luxar el diente del hueso adyacente, además facilita la remoción de raíces fracturadas. Mango ergonómico y ligero para un trabajo sin cansancio. Esterilización y Autoclave.

Set of 4 blue plasma luxator periotome
Juego de 4 plasma azul luxador periotomo



2mm Straight/Recto

3mm Straight/Recto


3/5mm Dual edge/Dual edge

3mm Angled/Angulado

381-EXT-001

**Straight/Recto
flexible/flexible
2mm**

Flexible titanium blade with micro serrated
Hoja de titanio flexible con extremos micro serrados




Periotome flexible / Periotomo flexible
Ø 13mm hallow handle / Ø 13mm mango hueco

381-EXT-002

**Curved/Curvo
flexible/flexible
2mm**

Flexible titanium blade with micro serrated
Hoja de titanio flexible con extremos micro serrados




Periotome flexible / Periotomo flexible
Ø 13mm hallow handle / Ø 13mm mango hueco

381-EXT-003

**Straight/Recto
flexible/flexible
3mm**

Flexible titanium blade with micro serrated
Hoja de titanio flexible con extremos micro serrados





Periotome flexible / Periotomo flexible
Ø 13mm hallow handle / Ø 13mm mango hueco

381-EXT-004

**Curved/Curvo
flexible/flexible
3mm**

Flexible titanium blade with micro serrated
Hoja de titanio flexible con extremos micro serrados




Periotome flexible / Periotomo flexible
Ø 13mm hallow handle / Ø 13mm mango hueco

381-EXT-005

**Contra-angled
Contra ángulo
flexible/flexible
2mm**

Flexible titanium blade with micro serrated
Hoja de titanio flexible con extremos micro serrados




Periotome flexible / Periotomo flexible
Ø 13mm hallow handle / Ø 13mm mango hueco

381-EXT-006

**Distally-angled
Ángulo-distal
flexible/flexible
2mm**

Flexible titanium blade with micro serrated
Hoja de titanio flexible con extremos micro serrados



Periotome flexible / Periotomo flexible
Ø 13mm hallow handle / Ø 13mm mango hueco

A tooth extraction without the risk of directly damaging the tooth is possible by using the Periotome flexible , elevator. A very simple and convenient tooth extraction is possible with these Periotome flexible. The procedure time is reduced due to the simple procedure. Specially designed titanium blade with micro serrated edges & flexible

Una extracción del diente sin el riesgo directamente de dañar el diente es posible usando periotomo flexible , elevador. Una extracción muy simple y conveniente del diente es posible, con este método de la extracción. El tiempo del procedimiento es reducido debido al procedimiento simple. Especialmente diseñada hoja de titanio con extremos micro serrados y flexibles.

Special Black Range Luxators

BLACK TITANIUM OXIDE Coating.
Special crystalline surface structure in the BLACK PLASMA process.
Black Plasma working tip for perfect contrast for the working area.
Light ergonomic and matt finish handle for fatigue-free.
Very hard and scratch-proof surface.
Sterilization & Autoclavable.

Luxadores Negros Especial

Revestimiento de **OXIDO DE TITANIO NEGRO**.
Estructura superficial cristalina realizada mediante un proceso de asistido por **PLASMA NEGRO**.
Parte activa de color Negro oscuro que ofrece un contraste perfecto el área de trabajo.
Mango ergonómico y ligero para un trabajo sin cansancio.
Superficie dura y extremadamente resistente a los arañazos.
Esterilización y Autoclave.

381-BLUX-080

Straight/Recto
2mm



Luxator / Luxador

381-BLUX-081

Curved/Curvo
2mm



Luxator / Luxador

381-BLUX-082

Straight/Recto
3mm



Luxator / Luxador

381-BLUX-083

Curved/Curvo
3mm



Luxator / Luxador

381-BLUX-084

Straight/Recto
4mm



Luxator / Luxador

381-BLUX-085

Curved/Curvo
4mm



Luxator / Luxador

381-BLUX-086

Straight/Recto
5mm



Luxator / Luxador

381-BLUX-087

Curved/Curvo
5mm



Luxator / Luxador

Black range luxators to sever tooth-fixed ligaments. The extremely flat and sharp edged form of the working end allows a very gentle penetration into the periodontal gap. Here the Luxating Instruments are only used in a rotating and cutting manner and allows a very gentle widening of the alveolo. The Luxating Instruments are available in the 8 different versions shown.

Luxadores con plasma negro para separar la encía del diente antes de la extracción. Los bordes son cortantes y la forma más plana que un botador. La forma da un perfecto control.

381-PGLX-100

Straight/Recto
1mm



Luxator periotome / Luxador periotomo

381-PGLX-101

Straight/Recto
2mm



Luxator periotome / Luxador periotomo

381-PGLX-102

Straight/Recto
3mm



Luxator periotome / Luxador periotomo

381-PGLX-103

Curved/Curvo
3mm



Luxator periotome / Luxador periotomo

381-PGLX-104

Contra angled
Contra ángulo
3mm



Luxator periotome / Luxador periotomo

MDMS Luxator is ergonomically designed for comfort and control during use. The designed and size of the handle is insure minimize the force needed during work. The use of high quality stainless steel materials gives the instruments outstanding tactility. The extremely flat and sharp edged form of the working and allows a very gentle penetration into the periodontal gap. Here the Luxating Instruments are only used in a rotating and cutting manner and allows a very gentle widening of the alveolo. The Luxating Instruments are available in the 10 different versions shown. Sterilization & Autoclavable.

Los luxadores son instrumentos que se utilizan en odontología para realizar extracciones, y tienen una hoja afilada específicamente para separar la encía del diente. Los luxadores tienen la ventaja de preservar la integridad total del hueso y que sea un trabajo menos traumático. Los luxadores son instrumentos que se usan para luxar el diente del hueso adyacente, además facilita la remoción de raíces fracturadas. Mango ergonómico y ligero para un trabajo sin cansancio. Esterilización y Autoclave.

381-PGLX-105

Inverted angled
Angulo invertido
3mm



Luxator periotome / Luxador periotomo

381-PGLX-106

Curved/Curvo
5mm



Luxator periotome / Luxador periotomo

381-PGLX-107

Straight/Recto
5mm



Luxator periotome / Luxador periotomo

381-PGLX-108

Dual edge/Dual edge
Straight/Recto
3 / 1,5mm



Luxator periotome / Luxador periotomo

381-PGLX-109

Dual edge/Dual edge
Straight/Recto
5 / 3mm



Luxator periotome / Luxador periotomo

MDMS Luxator is ergonomically designed for comfort and control during use. The designed and size of the handle is insure minimize the force needed during work. The use of high quality stainless steel materials gives the instruments outstanding tactility. The extremely flat and sharp edged form of the working and allows a very gentle penetration into the periodontal gap. Here the Luxating Instruments are only used in a rotating and cutting manner and allows a very gentle widening of the alveolo. The Luxating Instruments are available in the 10 different versions shown. Sterilization & Autoclavable.

Los luxadores son instrumentos que se utilizan en odontología para realizar extracciones, y tienen una hoja afilada específicamente para separar la encía del diente. Los luxadores tienen la ventaja de preservar la integridad total del hueso y que sea un trabajo menos traumático. Los luxadores son instrumentos que se usan para luxar el diente del hueso adyacente, además facilita la remoción de raíces fracturadas. Mango ergonómico y ligero para un trabajo sin cansancio. Esterilización y Autoclave.

381-LPT-001

Straight/Recto
2mm



Blue plasma luxator periostome / Plasma azul luxador periostomo

381-LPT-002

Straight/Recto
3mm



Blue plasma luxator periostome / Plasma azul luxador periostomo

381-LPT-003


Dual edge/Dual edge
Straight/Recto
3/5mm



Blue plasma luxator periostome / Plasma azul luxador periostomo

381-LPT-004

Angled/Angulado
3mm



Blue plasma luxator periostome / Plasma azul luxador periostomo

MDMS Luxator is ergonomically designed for comfort and control during use. The designed and size of the handle is insure minimize the force needed during work. The use of high quality stainless steel materials gives the instruments outstanding tactility. The extremely flat and sharp edged form of the working and allows a very gentle penetration into the periodontal gap. Here the Luxating Instruments are only used in a rotating and cutting manner and allows a very gentle widening of the alveolo. The Luxating Instruments are available in the 10 different versions shown. Sterilization & Autoclavable.

Los luxadores son instrumentos que se utilizan en odontología para realizar extracciones, y tienen una hoja afilada específicamente para separar la encía del diente. Los luxadores tienen la ventaja de preservar la integridad total del hueso y que sea un trabajo menos traumático. Los luxadores son instrumentos que se usan para luxar el diente del hueso adyacente, además facilita la remoción de raíces fracturadas. Mango ergonómico y ligero para un trabajo sin cansancio. Esterilización y Autoclave.

381-LUX-010

Straight/Recto
2mm



Luxator / Luxador

381-LUX-011

Curved/Curvo
2mm



Luxator / Luxador

381-LUX-012

Straight/Recto
3mm



Luxator / Luxador

381-LUX-013

Curved/Curvo
3mm



Luxator / Luxador

381-LUX-014

Straight/Recto
4mm



Luxator / Luxador

381-LUX-015

Curved/Curvo
4mm



Luxator / Luxador

381-LUX-016

Straight/Recto
5mm



Luxator / Luxador

381-LUX-017

Curved/Curvo
5mm



Luxator / Luxador

381-ELE-027

Straight/Recto
2mm



Elevador bein / Elevador bein

381-ELE-028

Straight/Recto
2,5mm



Elevador bein / Elevador bein

381-ELE-029

Straight/Recto
3mm



Elevador bein / Elevador bein

381-ELE-030

Straight/Recto
3,5mm



Elevador bein / Elevador bein

381-ELE-031

Straight/Recto
4mm



Elevador bein / Elevador bein

381-ELE-032

Straight/Recto
4,5mm



Elevador bein / Elevador bein

381-ELE-033

Straight/Recto
2mm



Elevador bein / Elevador bein

381-ELE-034

Curved/Curvo
2,5mm



Elevador bein / Elevador bein

381-ELE-035

Straight/Recto
3mm



Elevator bein / Elevador bein

381-ELE-036


Straight/Recto
4mm



Elevator bein / Elevador bein

381-ELE-037

Straight/Recto
5mm



Elevator bein / Elevador bein

381-ELE-038

Straight/Recto
2,5mm



Elevator coupland gouge / Elevador coupland gouge

381-ELE-039

Straight/Recto
3,5mm



Elevator coupland gouge / Elevador coupland gouge

381-ELE-040

Straight/Recto
4,5mm



Elevator coupland gouge / Elevador coupland gouge

381-ELE-041

Left/Izquierdo
3mm



Elevator flohr / Elevador flohr

381-ELE-042

Right/Derecho
3mm



Elevator flohr / Elevador flohr

381-Apical-304

Straight/Recto
3mm



Elevator apical / Elevador apical

381-ELE-043

Left/Izquierdo
3mm



Elevator apical / Elevador apical

381-ELE-044

Right/Derecho
3mm



Elevator apical / Elevador apical

381-ELE-045

Straight/Recto
5mm



Elevator bernard / Elevador bernard

381-ELE-046

Curved/Curvo
5mm



Elevator bernard / Elevador bernard

381-ELE-047

3mm



The Kopp elevator have thread-like hollow with longitudinal grooves easily penetrates the alveolar.

El elevador kopp tiene canal helicoidal con ranura longitudinal penetra con facilidad en el resquicio alveolar.

Elevator kopp / Elevador kopp

381-ELE-048

3mm



Elevator kopp / Elevador kopp

381-ELE-049


4mm



Elevator kopp / Elevador kopp

381-ELE-050

4mm



Elevador koppel / Elevador koppel

381-ELE-051

Double curved
Doble curvado
3,5mm



Elevador / Elevador

381-ELE-052

Double curved
Doble curvado
3,5mm



Elevador / Elevador

381-ELE-053

Straight/Recto
Serrated tips
Hojas dentadas
2,5mm



Elevador lindo levien / Elevador lindo levien

381-ELE-054

Straight/Recto
Serrated tips
Hojas dentadas
3,5mm



Elevador lindo levien / Elevador lindo levien

381-ELE-055

Straight/Recto
Serrated tips
Hojas dentadas
4,5mm



Elevador lindo levien / Elevador lindo levien

381-ELE-056

Straight/Recto
2,2mm



Elevador warwick-james / Elevador warwick-james

381-ELE-057

Left/Izquierdo
2,2mm



Elevador warwick-james / Elevador warwick-james

381-ELE-058

Right/Derecho
2,2mm



Elevador warwick-james / Elevador warwick-james

381-ELE-059



Syndesmotomes chompret / Sindesmotomo chompret

381-ELE-060



Syndesmotomes chompret / Sindesmotomo chompret

381-ELE-061



Syndesmotomes chompret / Sindesmotomo chompret

381-ELE-062

Straight/Recto
2mm



Elevator heidbrink / Elevador heidbrink

381-ELE-063

Left/Izquierdo
2mm



Elevator heidbrink / Elevador heidbrink

381-ELE-064

Right/Derecho
2mm



Elevator heidbrink / Elevador heidbrink

381-ELE-065

Straight/Recto
2mm



Elevator heidbrink / Elevador heidbrink

381-ELE-066

Left/Izquierdo
2mm



Elevator heidbrink / Elevador heidbrink

381-ELE-067

Right/Derecho
2mm



Elevator heidbrink / Elevador heidbrink

381-ELE-068

Straight/Recto
1,8mm



Elevator heidbrink / Elevador heidbrink

381-ELE-069

Left/Izquierdo
1,8mm



Elevator heidbrink / Elevador heidbrink

381-ELE-070

Right/Derecho
1,8mm



Elevator heidbrink / Elevador heidbrink

381-ELE-071

1,5mm



Elevator heidbrink / Elevador heidbrink

381-ELE-072

1,8mm



Elevator heidbrink / Elevador heidbrink

381-ELE-073

2,2mm



Elevator heidbrink / Elevador heidbrink

381-ELE-074

Left/Izquierdo



Elevator cryer / Elevador cryer

381-ELE-075

Right/Derecho



Elevator cryer / Elevador cryer

381-ELE-078

Left/Izquierdo



381-ELE-079

Right/Derecho


Elevator winter / Elevador winter



Elevator winter / Elevador winter

381-ELE-086


Left/Izquierdo



Elevator pott / Elevador pott

381-ELE-087

Right/Derecho



Elevator pott / Elevador pott

