

381-IMPT-8000

Ø40 mm
720 g
24 cm



Ombredanne mallet / Ombredanne martillo para implantología

381-IMPT-8001


Ø25 mm
320 g
17 cm



Mead mallet / Mead martillo para implantología

381-IMPT-8002

Ø28 mm
320 g
18 cm



Mead mallet / Mead martillo para implantología

381-IMPT-8003

Bone percussion tin
for longer pieces of bone.

Recipiente para martilleo
de hueso para piezas
óseas mas largas .



Bone percussion tin / Recipiente para martillo de hueso

381-IMPT-8004

Bone mixer tin mixing tin for
bone investment.

Recipiente para mezcla de
hueso. Recipiente para
mezcla de material óseo.



Bone mixer tin / Recipiente para mezcla de hueso

381-IMPT-8005



Bone mill plier / Triturador de hueso en forma de alicate

High stability and easy handling effortless cleaning.

Alta estabilidad y fácil manejo limpiable sin problemas.

381-IMPT-8007

Curved/Curvo



Bone scraper / Raspador de hueso

Raspador de hueso para la obtención de trasplantes óseos autólogos · Sirve para la obtención rápida y fácil de material óseo autólogo · La cuchilla permite la obtención de hueso cortical y esponjoso El hueso obtenido es recogido en la cámara y mezclado con sangre.

381-IMPT-8007-A1

Bone Scraper for generation of autologous bone transplants. fast and simple generation of autologous bone materials. The blade enables the generation of cortical and spongy bones. The recovered bone is collected in the chamber and mixed with blood.



Spare blade / Hoja de recambio

381-IMPT-8008

Straight/Recto



Bone scraper / Raspador de hueso

381-IMPT-8008-B2



Spare blade / Hoja de recambio

381-IMPT-8008-C3



Bone scraper Ø10mm hollow handle / Raspador de hueso Ø10mm mango hueco

381-IMPT-8012

Fig.1
3,5mm/3,5mm



Sinus curette Ø 10mm hallow handle / Cureta elevacion de senos Ø 10mm mango hueco
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

381-IMPT-8015


Fig.2
3,5mm/3,5mm



Sinus curette Ø 10mm hallow handle / Cureta elevacion de senos Ø 10mm mango hueco
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

381-IMPT-8017

Fig.3
3,5mm/3,5mm



Sinus curette Ø 10mm hallow handle / Cureta elevacion de senos Ø 10mm mango hueco
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

381-IMPT-8018


Fig.4
3,5mm/3,5mm



Sinus curette Ø 10mm hallow handle / Cureta elevacion de senos Ø 10mm mango hueco
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

381-IMPT-8019


Fig.5
3,5mm/3,5mm



Sinus curette Ø 10mm hallow handle / Cureta elevacion de senos Ø 10mm mango hueco
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

381-IMPT-8021-1A


8-10-13-15-16-18mm
Ø3mm/Ø4mm



Iglhaut depth gauge Ø 10mm hallow handle / Iglhaut calibre profundidad Ø 10mm mango hueco

381-IMPT-8021

8-10-13-15-16-18mm
Ø3,5mm/Ø4,5mm



Iglhaut depth gauge Ø 10mm hallow handle / Iglhaut calibre profundidad Ø 10mm mango hueco


381-IMPT-8021-2B

Ø6,5mm/9,5mm

Curette/Cureta



Bone material spoon



Applicator for bone grafting material Ø 10mm hallow handle / Aplicador para material de sustitución ósea Ø 10mm mango hueco

381-IMPT-8022-1A

Ø4mm/Ø3,5mm



Applicator for bone grafting material Ø 10mm hallow handle / Empaquetador para material de ósea Ø 10mm mango hueco

381-IMPT-8022-2B

Ø5mm



Applicator for bone grafting material Ø 10mm hallow handle / Empaquetador para material de ósea Ø 10mm mango hueco

381-IMPT-8022-C3

Ø6mm



Applicator for bone grafting material Ø 10mm hallow handle / Empaquetador para material de ósea Ø 10mm mango hueco

381-IMPT-8022-D4

Ø4mm/Ø6mm



Applicator for bone grafting material Ø 10mm hallow handle / Empaquetador para material de ósea Ø 10mm mango hueco

381-IMPT-8022-E5



Applicator for bone grafting material Ø 10mm hallow handle / Aplicador para material de sustitución ósea Ø 10mm mango hueco

381-IMPT-8022-F6



Bone grafting instruments bone compactor with probe Ø 10mm hallow handle
Compactador de hueso cuhara con sonda Ø 10mm mango hueco

3-6-9-12-15-18mm

381-IMPT-8023

Ø3,5mm



Bone grafting syringe / Jeringa de implantología dental para la inyección de cemento óseo

381-IMPT-8024

Ø4,5mm



Bone grafting syringe / Jeringa de implantología dental para la inyección de cemento óseo

381-IMPT-8025

Ø6mm



Bone grafting syringe / Jeringa de implantología dental para la inyección de cemento óseo

381-IMPT-8031


0-80mm



Dental implant caliper / Dental calibre para implantología

381-IMPT-8032

0-80mm



Dental implant caliper / Dental calibre para implantología

381-IMPT-8033

Curved/Curvo
0-40mm



Castroviejo caliper / Castroviejo calibre

381-IMPT-8034

Straight/Recto
0-40mm



Castroviejo caliper / Castroviejo calibre

381-IMPT-8033-1A

Curved/Curvo
0-40mm
17cm



Castroviejo caliper / Castroviejo calibre

381-IMPT-8034-2B

Straight/Recto
0-40mm
17cm



Castroviejo caliper / Castroviejo calibre

381-IMPT-8045-SJ5

Concave/Cóncavo
Curved/Curvo



Kit of 5 Osteotome
Juego de 5 Osteotomo
Ø14mm plasma handles



Ø 2,6-3,1-3,8-4,5-5,0mm

381-IMPT-8046-SJ5

Concave/Cóncavo
Straight/Rectos



Kit of 5 Osteotome
Juego de 5 Osteotomo
Ø14mm plasma handles



Ø 2,6-3,1-3,8-4,5-5,0mm

381-IMPT-8059

3-6-9-12-15mm
Straight/Recto
3mm



Bone splitting chisel blade wiht laser marking / Cincel de hueso marcado con láser

381-IMPT-8060

3-6-9-12-15mm
Curved/Curvo
3mm



Bone splitting chisel blade wiht laser marking / Cincel de hueso marcado con láser

381-IMPT-8061

3-6-9-12-15mm
Straight/Recto
4mm



Bone splitting chisel blade wiht laser marking / Cincel de hueso marcado con láser

381-IMPT-8062

3-6-9-12-15mm
Curved/Curvo
4mm



Bone splitting chisel blade wiht laser marking / Cincel de hueso marcado con láser

381-IMPT-8063

3-6-9-12-15mm
Straight/Recto
5mm



Bone splitting chisel blade wiht laser marking / Cincel de hueso marcado con láser

381-IMPT-8064

3-6-9-12-15mm
Curved/Curvo
5mm



Bone splitting chisel blade wiht laser marking / Cincel de hueso marcado con láser

381-IMPT-8065

Right/Derecho
Curved/Curvo
6mm



Ochsenbein bone chisel inside cutting edges / Ochsenbein cincel de hueso sentido de corte hacia interior

381-IMPT-8066

Left/Izquierdo
Curved/Curvo
6mm



Ochsenbein bone chisel outside cutting edges / Ochsenbein cincel de hueso sentido de corte hacia exterior

381-IMPT-8066-2B


Straight/Recto
6mm



Ochsenbein bone chisel / Ochsenbein cincel de hueso

381-IMPT-8070


Ø1,5mm



Suction Instruments / Instrumento para aspirar

381-IMPT-8071


Ø3mm



Suction Instruments / Instrumento para aspirar

381-IMPT-8072

Ø5mm



Suction Instruments / Instrumento para aspirar

381-IMPT-8073


0-25mm
15,5cm



Measuring forceps for jaw ridge width / Pinza para medir ancho de la cresta alveolar

381-IMPT-8074

0-35mm
16cm



Bone measuring forcep / Pinza para medir hueso

381-IMPT-8075


15cm



Tweezer for holding & fixing membranes / Pinza para sujetar y fijar membranas.

381-IMPT-8076

Ø3mm
19cm



Bone collector aspirator with filter / Aspirador con colector de huesos

Stainless steel bone collector aspirator allows you to easily collect autologous bone material during the preparation of the implant site preparation . It can be easily integrated into any standard suction of your unit.

Aspirador con colector de huesos permite aspirar eficientemente accesos difíciles y tiene filtro recolector de hueso autógeno. Aspira líquidos, secreciones y partículas óseas y encaje perfecto en el equipamiento.

381-IMPT-8077

6mm
16cm



Tissue retractors / Separadores de tejidos

381-IMPT-8078

9mm
16cm



Tissue retractors / Separadores de tejidos

381-IMPT-8079

6x14mm/4,5x9mm
15cm



Retractors / Separadores

381-IMPT-8080

10mm/7x18mm
15cm



Tissue retractors / Separadores de tejidos

381-IMPT-8081

Straight/Recto
Ø3mm



Manual tissue punch for dental implant / Bisturí circular manual para la extracción de tejido blando

381-IMPT-8082

Curved/Curvo
Ø3mm



Manual tissue punch for dental implant / Bisturí circular manual para la extracción de tejido blando

381-IMPT-8083

Straight/Recto
Ø4mm



Manual tissue punch for dental implant / Bisturí circular manual para la extracción de tejido blando

381-IMPT-8084

Curved/Curvo
Ø4mm



Manual tissue punch for dental implant / Bisturí circular manual para la extracción de tejido blando

381-IMPT-8085

Straight/Recto
Ø5mm



Manual tissue punch for dental implant / Bisturí circular manual para la extracción de tejido blando

381-IMPT-8086

Curved/Curvo
Ø5mm



Manual tissue punch for dental implant / Bisturí circular manual para la extracción de tejido blando

381-IMPT-8087

Straight/Recto
Ø6mm



Manual tissue punch for dental implant / Bisturí circular manual para la extracción de tejido blando

381-IMPT-8088

Curved/Curvo
Ø6mm



Manual tissue punch for dental implant / Bisturí circular manual para la extracción de tejido blando

381-IMPT-8089

Curved/Curvo
1,8mm/1,8mm



Micro ochsebein chisel Ø 10mm hallow handle / Micro ochsebein cincel Ø 10mm mango hueco

381-IMPT-8090

Curved/Curvo
2,8mm/2,8mm



Micro ochsebein chisel Ø 10mm hallow handle / Micro ochsebein cincel Ø 10mm mango hueco

381-IMPT-8091

3mm/3mm



Bone scraper Ø 10mm hallow handle / Raspador de hueso Ø 10mm mango hueco

381-IMPT-8092

4mm/6mm



Bone scraper Ø 10mm hallow handle / Raspador de hueso Ø 10mm mango hueco

381-IMPT-8093


3,8mm



Rhodes back-action # 36/37 chisel Ø 10mm hallow handle / Rhodes back-action # 36/37 cincel Ø 10mm mango hueco

381-IMPT-8094

3mm/3mm



Rhodes # 1 chisel Ø 10mm hallow handle / Rhodes # 1 cincel Ø 10mm mango hueco

381-MSB-001

Straight/Recta
1,2mm
Tip/Punta
18cm



Gerald micro tweezer with round tungsten carbide tip & blue plasma coating
Gerald micro pinza con punta redonda de carburo de tungsteno y recubrimiento de plasma azul

381-MSB-002

Curved/Curva
1,2mm
Tip/Punta
18cm



Gerald micro tweezer with round tungsten carbide tip & blue plasma coating
Gerald micro pinza con punta redonda de carburo de tungsteno y recubrimiento de plasma azul

381-MSB-003

Straight/Recta
0,8mm
Tip/Punta
18cm



Micro tweezer with round tungsten carbide tip & blue plasma coating
Micro pinza con punta redonda de carburo de tungsteno y recubrimiento de plasma azul

381-MSB-004

Curved/Curva
0,8mm
Tip/Punta
18cm



Micro tweezer with round tungsten carbide tip & blue plasma coating
Micro pinza con punta redonda de carburo de tungsteno y recubrimiento de plasma azul

381-MSB-005

Straight/Recta
0,8mm
Tip/Punta
Teeth 1x2
Diente 1x2
18cm



Micro tweezer with round tungsten carbide tip & blue plasma coating
Micro pinza con punta redonda de carburo de tungsteno y recubrimiento de plasma azul

381-TUNG-9000

Left/Izquierdo
1,8mm/2,6mm



Tunneling instrument Ø 10mm hollow handle / Instrumentos de tunelización Ø 10mm mango hueco
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

381-TUNG-9001

Right/Derecho
1,8mm/2,6mm



Tunneling instrument Ø 10mm hollow handle / Instrumentos de tunelización Ø 10mm mango hueco
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

381-TUNG-9002

1,8mm/2,6mm



Tunneling instrument Ø 10mm hollow handle / Instrumentos de tunelización Ø 10mm mango hueco
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

381-TUNG-9003

2,8mm/2,8mm



Tunneling instrument Ø 10mm hollow handle / Instrumentos de tunelización Ø 10mm mango hueco
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

381-TUNG-9004

1,8mm/1,8mm



Tunneling instrument Ø 10mm hollow handle / Instrumentos de tunelización Ø 10mm mango hueco
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

381-TUNG-9005

2,8mm



Tunneling instrument Ø 10mm hollow handle / Instrumentos de tunelización Ø 10mm mango hueco
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

381-TUNG-9006

2,4mm/2,8mm



Micro periosteal elevator Ø 10mm hollow handle / Micro periostótomos Ø 10mm mango hueco
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

381-BPH-M106



Micro blade handle / Mango para micro hojas de bisturí
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

Tunneling instruments:

An alternative to a mandibular block, is a remote incision with a tunneling approach to gain width of the mandibular bone.
Begin with vertical incision in unattached gingiva.
Use of thumb to resist the tearing of tissue while reflecting unattached gingiva.
Continue reflecting attached gingival tissue on buccal of ridge and on occlusal of ridge using thumb to resist tearing of buccal tissue.
Use of dull instrument to relieve lingual attached tissue fibers starting posteriorly and coming anteriorly to reduce risk of instrument penetrating the lingual tissue.

Instrumentos de tunelización:

Instrumentos de tunelización para el abordaje y preparación del lecho mucogingival para las técnicas de tunelización.
Bisturís gingivectomía para procedimientos de tunelización lateral preparador de colgajo mucosal.
Los instrumentos de tunelización usan para la elevación amplia del colgajo al implementar una técnica quirúrgica de socavación y también estos instrumentos permiten realizar incisiones planas y de tunelización en los tejidos.

381-PRF-001

PRF Box
Caja PRF



PRF Box for processing autologous growth factors concentrates and to obtain membranes, plugs and PRF exudate for hydration of bone grafts and membranes. Highest quality stainless steel instruments. Obligatory instrument for high quality membranes and constant thickness.

Caja PRF para el procesamiento de crecimiento autólogos factores y para obtener membranas PRF, enchufes y PRF líquido para el hueso y exudado para la hidratación de los injertos óseos y membranas. Instrumento en acero más alta calidad. Para recuperar el exudado y utilizarlo para la hidratación de los biomateriales y de preservar las membranas, enchufes y exudado durante la cirugía. Es útil para la formación de hueso. Permite la elaboración de membranas de fibrina. Recipiente para la mezcla con biomaterial, fácil de limpiar y esterilizar.

381-PRF-9007

Ø4mm/Ø6mm

Kit of PRF instruments
Kit de instrumentos para PRF



381-PRF-9008


Ø2mm/Ø3mm

Applicator for bone grafting material Ø 10mm hollow handle
Aplicador para material de sustitución ósea Ø 10mm mango hueco



381-PRF-9010

Applicator for bone grafting material Ø 10mm hollow handle
Aplicador para material de sustitución ósea Ø 10mm mango hueco



381-PRF-9007

Pad carrier for bone material Ø 10mm hollow handle
Aplicador para material de sustitución ósea Ø 10mm mango hueco



381-6SG-6625-1A

Straight/Recta
12cm


Double spoon for bone material Ø 10mm hollow handle
Aplicador para material de sustitución ósea Ø 10mm mango hueco



381-6SG-6656-1A

Double curved
Doble curva
13cm

Tissue forcep with teeth 1x2 TC / Pinzas con diente 1x2 TC



Goldman-fox scissor TC / Tijera goldman-fox TC

Kit of 08 Tunneling instruments with sterilization tray
Kit tunelización de 8 instrumentos con caja de esterilización

381-TUNG-9000

Left/Izquierdo
1,8mm/2,6mm



Tunneling instrument Ø 10mm hollow handle / Instrumentos de tunelización Ø 10mm mango hueco
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

381-TUNG-9001

Right/Derecho
1,8mm/2,6mm



Tunneling instrument Ø 10mm hollow handle / Instrumentos de tunelización Ø 10mm mango hueco
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

381-TUNG-9002

1,8mm/2,6mm



Tunneling instrument Ø 10mm hollow handle / Instrumentos de tunelización Ø 10mm mango hueco
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

381-TUNG-9003

2,8mm/2,8mm



Tunneling instrument Ø 10mm hollow handle / Instrumentos de tunelización Ø 10mm mango hueco
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

381-TUNG-9004

1,8mm/1,8mm



Tunneling instrument Ø 10mm hollow handle / Instrumentos de tunelización Ø 10mm mango hueco
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

381-TUNG-9005

2,8mm



Tunneling instrument Ø 10mm hollow handle / Instrumentos de tunelización Ø 10mm mango hueco
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

381-TUNG-9006

2,4mm/2,8mm



Micro periosteal elevator Ø 10mm hollow handle / Micro periostótomos Ø 10mm mango hueco
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

381-BPH-M106



Micro blade handle / Mango para micro hojas de bisturí
BLUE TITANIUM OXIDE coating / Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL

Kit of 08 Tunneling instruments with sterilization tray:
An alternative to a mandibular block, is a remote incision with a tunneling approach to gain width of the mandibular bone.
Begin with vertical incision in unattached gingiva.
Use of thumb to resist the tearing of tissue while reflecting unattached gingiva.
Continue reflecting attached gingival tissue on buccal of ridge and on occlusal of ridge using thumb to resist tearing of buccal tissue.
Use of dull instrument to relieve lingual attached tissue fibers starting posteriorly and coming anteriorly to reduce risk of instrument penetrating the lingual tissue.

Kit tunelización de 8 instrumentos con caja de esterilización:
Kit tunelización para el abordaje y preparación del lecho mucogingival para las técnicas de tunelización.
Bisturís gingivectomía para procedimientos de tunelización lateral preparador de colgajo mucosal.
Los instrumentos de tunelización usan para la elevación amplia del colgajo al implementar una técnica quirúrgica de socavación y también estos instrumentos permiten realizar incisiones planas y de tunelización en los tejidos.

