



Anterior
All Surfaces
Gracey No.1-2 , 3-4, or 5-6



Premolars and Molars
Buccal & Lingual Surfaces
Gracey No. 7-8 or 9-10



Premolars and Molars
Mesial Surfaces
Gracey No. 11-12 or 15-16



Premolars and Molars
Distal Surfaces
Gracey No.13-14 or 17-18

381-10G-2200

1-2



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-10G-2201

3-4



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-10G-2202

5-6



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-10G-2203

7-8



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-10G-2204

9-10



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-10G-2205

11-12



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-10G-2206

13-14



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-10G-2207

15-16



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco



Anterior
All Surfaces
Gracey No.1-2 , 3-4, or 5-6



Premolars and Molars
Buccal & Lingual Surfaces
Gracey No. 7-8 or 9-10



Premolars and Molars
Mesial Surfaces
Gracey No. 11-12 or 15-16



Premolars and Molars
Distal Surfaces
Gracey No.13-14 or 17-18

381-6G-2208

1-2



Gracey curette Ø 6mm hallow handle / Cureta gracey Ø 6mm mango hueco

381-6G-2209

3-4



Gracey curette Ø 6mm hallow handle / Cureta gracey Ø 6mm mango hueco

381-6G-2210

5-6



Gracey curette Ø 6mm hallow handle / Cureta gracey Ø 6mm mango hueco

381-6G-2211

7-8



Gracey curette Ø 6mm hallow handle / Cureta gracey Ø 6mm mango hueco

381-6G-2212

9-10



Gracey curette Ø 6mm hallow handle / Cureta gracey Ø 6mm mango hueco

381-6G-2213

11-12



Gracey curette Ø 6mm hallow handle / Cureta gracey Ø 6mm mango hueco

381-6G-2214

13-14



Gracey curette Ø 6mm hallow handle / Cureta gracey Ø 6mm mango hueco

381-6G-2215

15-16



Gracey curette Ø 6mm hallow handle / Cureta gracey Ø 6mm mango hueco



Blue Titanium Gracey Curette

- :BLUE TITANIUM OXIDE Coating.
- :Special crystalline surface structure in the BLUE PLASMA process.
- :Blue Plasma working tip for perfect contrast for the working area.
- :Light ergonomic and matt finish Ø10 mm hollow handle for fatigue-free
- :Very hard and scratch-proof surface.
- :Sterilization & Autoclavable.




Anterior
All Surfaces
Gracey No.1-2 , 3-4, or 5-6


Premolars and Molars
Buccal & Lingual Surfaces
Gracey No. 7-8 or 9-10


Premolars and Molars
Mesial Surfaces
Gracey No. 11-12 or 15-16


Premolars and Molars
Distal Surfaces
Gracey No.13-14 or 17-18



Curetas Gracey Titanio Azul

- :Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL.
- :Estructura superficial cristalina realizada mediante un proceso de asistido por PLASMA AZUL.
- :Parte activa de color Azul oscuro que ofrece un contraste perfecto el área de trabajo.
- :Mango hueco Ø10mm satinado, ergonómico y ligero para un trabajo sin cansancio .
- :Superficie dura y extremadamente resistente a los arañazos.
- :Esterilización y Autoclave.



381-BLU-2224

Blue Titanium
Titanio Azul
1-2



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-BLU-2225

Blue Titanium
Titanio Azul
3-4



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-BLU-2226

Blue Titanium
Titanio Azul
5-6



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-BLU-2227

Blue Titanium
Titanio Azul
7-8



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-BLU-2228

Blue Titanium
Titanio Azul
9-10



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-BLU-2229

Blue Titanium
Titanio Azul
11-12



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-BLU-2230

Blue Titanium
Titanio Azul
13-14



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco




Gold Titanium Gracey Curette

- :GOLD TITANIUM OXIDE Coating.
- :Special crystalline surface structure in the GOLD PLASMA process.
- :Gold Plasma working tip for perfect contrast for the working area.
- :Light ergonomic and matt finish Ø10 mm hollow handle for fatigue-free
- :Very hard and scratch-proof surface.
- :Sterilization & Autoclavable.




Curetas Gracey Titanio Dorado

- :Revestimiento de OXIDO DE TITANIO DORADO.
- :Estructura superficial cristalina realizada mediante un proceso de asistido por PLASMA Dorado.
- :Parte activa de color Dorado oscuro que ofrece un contraste perfecto el área de trabajo.
- :Mango hueco Ø10mm satinado, ergonómico y ligero para un trabajo sin cansancio .
- :Superficie dura y extremadamente resistente a los arañazos.
- :Esterilización y Autoclave.




**Anterior
All Surfaces**
Gracey No.1-2 , 3-4, or 5-6



**Premolars and Molars
Buccal & Lingual Surfaces**
Gracey No. 7-8 or 9-10



**Premolars and Molars
Mesial Surfaces**
Gracey No. 11-12 or 15-16



**Premolars and Molars
Distal Surfaces**
Gracey No.13-14 or 17-18



381-GOLD-2224

**Gold Titanium
Titanio Dorado
1-2**



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-GOLD-2225

**Gold Titanium
Titanio Dorado
3-4**



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-GOLD-2226

**Gold Titanium
Titanio Dorado
5-6**



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-GOLD-2227

**Gold Titanium
Titanio Dorado
7-8**



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-GOLD-2228

**Gold Titanium
Titanio Dorado
9-10**



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-GOLD-2229

**Gold Titanium
Titanio Dorado
11-12**



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-GOLD-2230

**Gold Titanium
Titanio Dorado
13-14**



Gracey curette Ø 10mm hallow handle / Cureta gracey Ø 10mm mango hueco

381-54-2232

CU 13-14



Columbia curette Ø 6mm hallow handle / Cureta columbia Ø 6mm mango hueco
For all side teeth and for front teeth

381-54-2233

CU 2R-2L



Columbia curette Ø 6mm hallow handle / Cureta columbia Ø 6mm mango hueco
For the front tooth area

381-54-2234

CU 4R-4L



Columbia curette Ø 6mm hallow handle / Cureta columbia Ø 6mm mango hueco
For the side tooth area

381-54-2235

BH 1-2



Barnhart curette Ø 6mm hallow handle / Cureta barnhart Ø 6mm mango hueco
For the side tooth area

381-54-2236

BH 5-6



Barnhart curette Ø 6mm hallow handle / Cureta barnhart Ø 6mm mango hueco
For the side tooth area

381-54-2240

GF 2



Goldman-fox curette Ø 6mm hallow handle / Cureta goldman-fox Ø 6mm mango hueco
For Incisors, canines & bicuspid

381-54-2241

GF 3



Goldman-fox curette Ø 6mm hallow handle / Cureta goldman-fox Ø 6mm mango hueco
Especially for mesial molar surfaces

381-54-2242

GF 4



Goldman-fox curette Ø 6mm hallow handle / Cureta goldman-fox Ø 6mm mango hueco
The especially curved insert enables easy work in the molar region

381-54-2243

GF 5

1.8mm



Goldman-fox curette Ø 6mm hallow handle / Cureta goldman-fox Ø 6mm mango hueco
Hoe-shaped for mesial and distal surfaces on bicuspid & molars

381-54-2244

GF 6

1.7mm



Goldman-fox curette Ø 6mm hallow handle / Cureta goldman-fox Ø 6mm mango hueco
Hoe-shaped for removing heavy tartar deposits and for
optimal smoothing of the root surfaces for buccal and lingual surfaces

381-54-2250

GF 1



Goldman-fox scaler Ø 6mm hallow handle / Limpiador de sarro goldman-fox Ø 6mm mango hueco
Universal scaler for interdental cavities or oral & facial surfaces

381-54-2251

GF 21



Goldman-fox scaler Ø 6mm hallow handle / Limpiador de sarro goldman-fox Ø 6mm mango hueco
One side with curved sickle scaler for removing necrotic tissue & slight residues on curettage , the other side with small cleaning curette.

381-54-2252

CK 6



Crane-kaplan scaler Ø 6mm hallow handle / Limpiador de sarro crane-kaplan Ø 6mm mango hueco

381-54-2253

JA 30/33



Jacquette scaler Ø 6mm hallow handle / Limpiador de sarro jacquette Ø 6mm mango hueco
Fine instruments for removing Supra-gingival tartar & concretions as well as for smoothing the root surfaces.

381-54-2254

U 15-33



Towner-Jacquette scaler Ø 6mm hallow handle / Limpiador de sarro towner-Jacquette Ø 6mm mango hueco
Fine instruments for removing Supra-gingival tartar & concretions as well as for smoothing the root surfaces.

381-54-2255

H5-33



Towner-Jacquette scaler Ø 6mm hallow handle / Limpiador de sarro towner-Jacquette Ø 6mm mango hueco
Fine instruments for removing Supra-gingival tartar & concretions as well as for smoothing the root surfaces.

381-54-2257

Black 26
distal



Black 26 distal gingival margin trimmer Ø 6mm hallow handle / Recortador black 26 distal Ø 6mm mango hueco

381-54-2258

Black 27
mesial



Black 27 mesial gingival margin trimmer Ø 6mm hallow handle / Recortador black 27 mesial Ø 6mm mango hueco

381-54-2263

KK 15/16




Kirkland knife Ø 6mm hallow handle / Bisturí para periodoncia kirkland Ø 6mm mango hueco
Traditional gingivectomy knife for incision gingivectomy & gingivoplastic.



Blue Titanium Gracey Curette

- :BLUE TITANIUM OXIDE Coating.
- :Special crystalline surface structure in the BLUE PLASMA process.
- :Blue Plasma working tip for perfect contrast for the working area.
- :Light ergonomic and matt finish Ø10 mm hollow handle for fatigue-free
- :Very hard and scratch-proof surface.
- :Sterilization & Autoclavable.



Anterior
All Surfaces
Gracey No.1-2 , 3-4, or 5-6



Premolars and Molars
Buccal & Lingual Surfaces
Gracey No. 7-8 or 9-10



Premolars and Molars
Mesial Surfaces
Gracey No. 11-12 or 15-16



Premolars and Molars
Distal Surfaces
Gracey No.13-14 or 17-18



Curetas Gracey Titanio Azul

- :Revestimiento de OXIDO DE TITANIO AZUL.
- :Estructura superficial cristalina realizada mediante un proceso de asistido por PLASMA AZUL.
- :Parte activa de color Azul oscuro que ofrece un contraste perfecto el área de trabajo.
- :Mango hueco Ø10mm satinado, ergonómico y ligero para un trabajo sin cansancio .
- :Superficie dura y extremadamente resistente a los arañazos.
- :Esterilización y Autoclave.



381-54-BGS01

Set of 7 Gracey curette Blue Plasma
Ø10 mm hollow handle
Juego de 7 Cureta Gracey Plasma Azul
Mango hueco Ø10 mm



381-BGS01-GOLD

Set of 7 Gracey curette Golden Plasma
Ø10 mm hollow handle
Juego de 7 Cureta Gracey Plasma Dorado
Mango hueco Ø10 mm






:Light ergonomic and matt finish Ø10 / Ø6 mm hollow handle for fatigue-free
:Very hard and scratch-proof surface.
:Sterilization & Autoclavable.



:Mango hueco Ø10 / Ø6mm satinado, ergonómico y ligero para un trabajo sin cansancio .
:Superficie dura y extremadamente resistente a los arañazos.
:Esterilización y Autoclave.




Anterior
All Surfaces
Gracey No.1-2 , 3-4, or 5-6



Premolars and Molars
Buccal & Lingual Surfaces
Gracey No. 7-8 or 9-10



Premolars and Molars
Mesial Surfaces
Gracey No. 11-12 or 15-16



Premolars and Molars
Distal Surfaces
Gracey No.13-14 or 17-18



381-54-BGS02

Set of 7 Gracey curette
Ø10 mm hallow handle
Juego de 7 Cureta Gracey
Mango hueco Ø10 mm



381-54-BGS03

Set of 7 Gracey curette
Ø6 mm hallow handle
Juego de 7 Cureta Gracey
Mango hueco Ø6 mm
381-54-BGS03

