

## Bezdrôtová čítačka čiarových kódov pre Labmaster-aw neo

Novasina s radosťou oznamuje ďalší krok v ochrane údajov pre prístroj **LabMaster-aw neo**.

V pod-ponuke záznamníka údajov prístroj umožňuje zadať názov šarže a vzorky „Batch name input“. Môžete rozhodnúť, či sa zadávanie názvu šarže má vykonať pomocou dotykovej klávesnice alebo skenera. V súčasnosti je k dispozícii aj bezdrôtová čítačka čiarových kódov pre prístroj LabMaster-aw neo.

Čítačka umožňuje snímať čiarové kódy šarže alebo vzorky a preniesť ich do prístroja.

Spolu so skenerom sa dodáva doska, ktorú je potrebné nainštalovať a Bluetooth adaptér. Pokyny s postupnými krokmi inštalácie sú zahrnuté v balíku.



Kód objednávky bezdrôtového snímača čiarového kódu je: **2601698**

Názov položky: **Bezdrôtová čítačka čiarových kódov LabMaster-aw neo**

Balík obsahuje:

- bezdrôtový snímač čiarového kódu
- dosku skenera na prepojenie čítačky a prístrojom
- zásuvný Bluetooth adaptér
- kábel USB a disk CD
- návod na použitie